

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-novalife-2-srednica-pierscienia-43-mm-8860168-p-6056.html>



## Worki ileostomijne otwarte Dansac NovaLife 2 średnica pierścienia: 43 mm - 8860168

Numer katalogowy	<b>8860168</b>
------------------	----------------

Producent	<b>Dansac</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

#### System dwuczęściowy - Dansac NovaLife 2 worki otwarte

- Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.
- Wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.
- Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamocować dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep.
- Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

#### Zastosowanie

Worki Dansac NovaLife 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac NovaLife 2 oraz Dansac Nova 2.

**Średnica pierścienia:** 43 mm

**Opakowanie:** Pakowane po 30 sztuk w pudełku  
**nr katalogowy:** 8860168