

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-novalife-2-srednica-pierscienia-43-mm-8860176-p-6064.html>



Worki ileostomijne otwarte Dansac NovaLife 2 średnica pierścienia: 43 mm - 8860176

Numer katalogowy	8860176
------------------	----------------

Producent	Dansac
-----------	---------------

Opis produktu

System dwuczęściowy - Dansac NovaLife 2 worki otwarte

- Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.
- Wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.
- Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamocować dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep.
- Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

Zastosowanie

Worki Dansac NovaLife 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac NovaLife 2 oraz Dansac Nova 2.

Średnica pierścienia: 43 mm

Opakowanie: Pakowane po 30 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860176