

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-ileostomijne-otwarte-dansac-novalife-2-srednica-pierscienia-55-mm-8860180-p-6068.html>



Worki ileostomijne otwarte Dansac NovaLife 2 średnica pierścienia: 55 mm - 8860180

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 8860180 |
|------------------|----------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Producent | Dansac |
|-----------|---------------|

Opis produktu

System dwuczęściowy - Dansac NovaLife 2 worki otwarte

- Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.
- Wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.
- Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamocować dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep.
- Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

Zastosowanie

Worki Dansac NovaLife 2 mogą być używane ze wszystkimi płytkami w takim samym rozmiarze pierścienia z systemu Dansac NovaLife 2 oraz Dansac Nova 2.

Średnica pierścienia: 55 mm

Opakowanie: Pakowane po 30 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860180