

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-kolostomijne-dansac-nova-1-srednica-otworu-20-60-mm-do-przyciecia-8860123-p-6088.html>



Worki kolostomijne Dansac Nova 1 średnica otworu: 20-60 mm (do przycięcia) - 8860123

Numer katalogowy **8860123**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy zamknięty

Seria Dansac Nova 1 została zaprojektowana dla osób z kolostomią. Dansac Nova 1 posiada nie tylko dobrze znaną płytkę hydrokoloidową, ale również nowej generacji filtr, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz zmniejsza ryzyko powstawania próżni i nadymania się worka. Ponadto worek pokryty jest obustronnie miękką, wodoodporną fizeliną.

- Worek zamknięty
- Beżowy i przezroczysty

Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte Dansac Nova 1.

Otwór wyjściowy: 20-60 mm (do przycięcia)

Opakowanie: Pakowane po 30 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860123