

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-kolostomijne-dansac-nova-1-srednica-otworu-20-60-mm-do-przyciecia-8860130-p-6095.html>



## Worki kolostomijne Dansac Nova 1 średnica otworu: 20-60 mm (do przycięcia) - 8860130

Numer katalogowy **8860130**

Producent **Dansac**

### Opis produktu

#### System jednoczęściowy zamknięty

Seria Dansac Nova 1 została zaprojektowana dla osób z kolostomią. Dansac Nova 1 posiada nie tylko dobrze znaną płytkę hydrokoloidową, ale również nowej generacji filtr, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz zmniejsza ryzyko powstawania próżni i nadymania się worka. Ponadto worek pokryty jest obustronnie miękką, wodoodporną fizeliną.

- Worek zamknięty
- Beżowy i przezroczysty

#### Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte Dansac Nova 1.

**Otwór wyjściowy:** 20-60 mm (do przycięcia)

**Opakowanie:** Pakowane po 30 sztuk w pudełku  
**nr katalogowy:** 8860130