

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-kolostomijne-dansac-nova-1-srednica-otworu-35-mm-8860126-p-6091.html>



Worki kolostomijne Dansac Nova 1 średnica otworu: 35 mm - 8860126

Numer katalogowy **8860126**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy zamknięty

Seria Dansac Nova 1 została zaprojektowana dla osób z kolostomią. Dansac Nova 1 posiada nie tylko dobrze znaną płytkę hydrokoloidową, ale również nowej generacji filtr, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz zmniejsza ryzyko powstawania próżni i nadymania się worka. Ponadto worek pokryty jest obustronnie miękką, wodoodporną fizeliną.

- Worek zamknięty
- Beżowy i przezroczysty

Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte Dansac Nova 1.

Otwór wyjściowy: 35 mm

Opakowanie: Pakowane po 30 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860126