

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-kolostomijne-dansac-nova-life-1-otwor-wyjsciowy-45-mm-do-przyciecia-8860157-p-6079.html>



Worki kolostomijne Dansac Nova Life 1 otwór wyjściowy: 45 mm (do przycięcia) - 8860157

Numer katalogowy **8860157**

Producent **Dansac**

Opis produktu

System jednoczęściowy zamknięty

- Otwór znajdujący się w górnej części płytki sprawia, że worek układa się niżej na brzuchu i jest łatwiejszy do ukrycia.
- Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry.
- Wysoce wydajny filtr NovaLife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.
- Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.
- Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamocować dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep. Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte Dansac Nova Life 1.

Otwór wyjściowy: 45 mm (do przycięcia)

Opakowanie: Pakowane po 30 sztuk w pudełku
nr katalogowy: 8860157