

Link do produktu: <https://akmed.pl/worki-kolostomijne-dansac-solo-srednica-otworu-15-80-mm-do-przyciecia-8860059-p-6073.html>



## Worki kolostomijne Dansac Solo średnica otworu: 15-80 mm (do przycięcia) - 8860059

Numer katalogowy **8860059**

Producent **Dansac**

### Opis produktu

#### System jednoczęściowy zamknięty

Dansac Solo oferuje szeroki wybór zamkniętych worków w systemie 1-częściowym, zaprojektowanych tak, aby spełniać największe oczekiwania. Wszystkie worki wyposażone są w przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytkę GX.

- Worki zamknięte
- Beżowe lub przezroczyste
- Regular, Mini, Oval and Mini Cap

#### Zastosowanie

Jednoczęściowe worki stomijne zamknięte Dansac Solo.

**Średnica otworu:** 15-80 mm (do przycięcia)

**Opakowanie:** Pakowane po 30 sztuk w pudełku  
**nr katalogowy:** 8860059