

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-avanti-pro-1735-p-5705.html>



## Wózek aktywny ze stopów lekkich AVANTI PRO 1.735

Numer katalogowy	<b>1.735</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

#### Najważniejsze informacje:

- składany krzyżakowo
- przednia część ramy wózka w kształcie litery „V”
- podnóżki zintegrowane z ramą
- 2 długości ramy
- kompatybilne elementy konstrukcyjne
- płynna regulacja parametrów

#### CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczek aktywny,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżek jednoczęściowy, stały z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- **4 kolory ramy:** srebrny metalik, mleczny biały, czarny metalik, mokka metalik.

#### OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywrotne.

---

	<b>Rama Standard</b>	<b>Rama XXL</b>
Szerokość siedziska (cm)	36-58	36-58
Szerokość wózka (cm)	Szerokość siedziska + 18	Szerokość siedziska + 18
Szerokość po złożeniu (cm)	28	28
Głębokość siedziska (cm)	35-43	46-50
Wysokość siedziska przód/tył(cm)	44-52/42-52	44-52/42-52
Wysokość całkowita (cm)	92	92
Wysokość oparcia (cm)	33-44	33-44
Wysokość podłokietników (cm)	20-29	20-29
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	87-96	92,5-101,5

Maksymalna waga użytkownika (kg)	135
Minimalna waga wózka (kg)*	11
Tylne koła średnica	24"
Kąt nachylenia siedziska	0°-10°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** Rama Standard , Rama XXL

**Kolor:** czarny metalik , mleczny biały , mokka metalik , srebrny metalik