

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-smart-f-p-5706.html>

Wózek aktywny ze stopów lekkich SMART F



Numer katalogowy **2.360**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- rama aluminiowa składana krzyżakowo,
- podnóżek zintegrowany z ramą wózka,
- przednia część ramy z lub bez przewężenia,
- 3 długości ramy,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- poduszka siedziska,
- do wyboru rozmiar i rodzaj kótek przednich,
- szeroka gama kół tylnych na szybkołączkach,
- regulacja środka ciężkości,
- regulacja kąta i wysokości siedziska,
- kamber 0,5° lub 3°,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- Hamulce dociskowe pionowe lub poziome,
- boczek aktywny,
- jednoczęściowy stopień podnóżka,
- pas podudzia,
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszce siedziska,
- różne rodzaje rączek do pchania wózka,
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików,
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka,
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin,
- kółka podporowe,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm)
Szerokość całkowita wózka (cm):

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
szerokość siedziska + 18cm (kamber 0° i odległość ciągu od

Szerokość wózka po złożeniu (cm):	koła 15mm 28 z 0° kamberem oraz 33 z 3° kątem nachylenia kół
Głębokość siedziska (cm):	38 40 42 44 46 48 50
Wysokość siedziska regulowana (cm):	44 - 55,5/39 - 52,5przód 44-53 / tył 40-53cm
Wysokość całkowita wózka (cm):	wysokość siedziska + wysokość oparcia pleców
Wysokość oparcia pleców (cm):	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5cm)
Wysokość podłokietników (cm):	17-24,5 (w zależności od montażu koła tylnego)
Długość całkowita wózka (cm):	88-103 (w zależności od wersji ramy, rozmiary kół tylnych oraz ustawienia środka ciężkości)
Waga użytkownika (kg):	do 150kg
Waga wózka z kołami (kg):	od 9,5 kg
Waga wózka (bez kół):	od 7,4kg
koła tylne ("):	24 25 26