

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-x3-4352-p-5710.html>

Wózek aktywny ze stopów lekkich X3 4.352



Numer katalogowy **4.352**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- przednia część ramy prosta, odchylane i zdejmowane podnóżki,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, kąta oraz wysokości siedziska,
- możliwość zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- stopień podnóżka z tworzywa, dzielony, z blokadą regulacja głębokości i kąta stopnia podnóżka,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- ręczki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas zabezpieczający,
- hamulce dla opiekuna,
- możliwość wyboru stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na koła,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50	Maksymalna waga użytkownika	120
	53	(kg)	
Szerokość wózka (cm)	49 51 53 55 57 59 61 63 65 67	Minimalna waga wózka (kg)*	11

Szerokość wózka po złożeniu (cm)	69 30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3°	Tylne koło średnica	24"/25"
Głębokość siedziska (cm)	36/38 /40/42/44/46		
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-57/39- 52,5		
Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95		
Wysokość oparcia (cm)	30-47,5		
Wysokość podłokietników (cm)	15-29		
Długość z podnóżkiem (cm)	95/99		
Długość bez podnóżka (cm)	75/79/83		

* 150 kg przy szerokości 46cm (w połączeniu z poprzeczną sztangą do pchania wózka kod 814)

** W zależności od wybranych opcji