

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-zx3-p-5712.html>



Wózek aktywny ze stopów lekkich ZX3

Numer katalogowy **1.370.913**

Producent **Meyra**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- składany krzyżakowo
- prosta przednia część ramy
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- 4 długości ramy
- nowoczesny design
- charakterystyka jazdy jak przy wózku na stałej ramie
- waga wózka od 10,5kg (rzeczywista waga wózka uzależniona jest od jego konfiguracji)

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama prosta,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- poduszka na siedzisku,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości,
- kąt nachylenia kół tylnych 0,5° lub 3° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe lub motylkowe,
- boczek aktywny, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- podnózek aluminiowy dzielony, odchylany, zdejmowany z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 5 kolorów ramy: tytanowy szary, czarny matowy, biały, czarny metalik, czerwony karminowy.

OPCJE :

- tapicerka oddychająca na oparciu (czerwona, czarna),
- różne rodzaje rączek,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,

- pas zabezpieczający,
- hamulce dla opiekuna,
- rodzaje podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak,
- 8 dodatkowych kolorów ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, mokka metalik, zielony metalik z efektem reflex, srebrny chromowany, srebrny metalik z efektem brilliant, czarny metalik z efektem brilliant, pomarańczowy metalik z efektem reflex, niebieski morski.

Szerokość siedziska (cm)	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50	Maksymalna waga użytkownika	150
	52	(kg)	
Szerokość wózka (cm)	50 52 54 56 58 60 62 64 66 68	Minimalna waga wózka (kg)*	od 11
	70		
Szerokość po złożeniu (cm)	29	Tylne koło średnica	24"/26"
Głębokość siedziska (cm)	36/38/40/42/44/46/48/50/52		
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	46-53/40-50,5		
Wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia		
Wysokość oparcia (cm)	od 25 do 45		
Wysokość podłokietników (cm)	ok. 15-29		
Długość z podnóżkiem (cm)	88-110 zależy od dł. ramy, wielkości kół i położenia osi		

* W zależności od wybranych opcji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , czarny matowy , czarny metalik , czerwony karminowy , tytanowy szary