

## Wózek Baffin Buggy



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>13307</b>    |
| Producent        | <b>LIW Care</b> |

### Opis produktu

#### **Baffin Buggy**

Baffin Buggy jest specjalnym inwalidzkim wózkiem dziecięcym. Jest to składany wózek spacerowy dla osób wymagających pełnej stabilizacji tułowia w pozycji siedzącej, leżącej oraz w pozycjach pośrednich. Produkowany dla dzieci do 125 cm wzrostu.

Wózek łączy w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonalności, jak i estetyki, co zostało zauważone między innymi na międzynarodowych targach sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w Duesseldorfie "Rehacare" oraz w Lipsku „Therapie 2015”.

Produkt jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

#### **Cechy Baffin Buggy**

Baffin Buggy, dzięki innowacyjnemu systemowi wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz regulacji kąta pochylenia siedziska, to znakomite urządzenie ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz leżącej. Podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi, a wielopozycyjność umożliwia zmianę wektora napięcia osiowego. Dzięki łatwej regulacji kąta pochylenia pleców oraz całego siedziska użytkowanie wózka jest proste i nie wymaga siły opiekuna.

Baffin Buggy pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Jest to niezwykle ważnym elementem stymulacji rozwoju psychoruchowego, a możliwość komfortowego i bezpiecznego poruszania się po otwartej przestrzeni ma ogromny, pozytywny wpływ zarówno na pacjentów, jak i ich opiekunów.

#### **Wózek spacerowy Baffin Buggy przyjazny charakteryzują:**

- nowoczesny design
- duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
- innowacyjna konstrukcja oparcia pleców naśladująca kręgosłup człowieka

- 
- możliwość przyjmowania pozycji siedzącej i leżącej z zachowaniem stabilizacji
  - wielopozycyjność - możliwość uzyskania nieograniczonej ilości ustawień urządzenia
  - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia pleców
  - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia siedziska
  - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia podnóżka
  - możliwość zmiany kierunku jazdy (przód/tył)
  - składana rama wózka
  - system regulowanych pelot piersiowych, biodrowych i głowy.

## Dla kogo? Baffin Buggy

Wyrób medyczny Baffin Buggy przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 22 kg z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi, przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

### Produkt doskonale sprawdzi się dla pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

- mózgowe porażenie dziecięce
- dystrofie mięśniowe
- porażenia różnego pochodzenia
- rozczep kręgosłupa
- przepukliny oponowo rdzeniowe
- stany po urazach kręgosłupa
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po udarach
- wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

## Akcesoria Baffin Buggy

### Kamizelka

Wygodne zapięcie i dobra stabilizacja tułowia.

### Pasy odwodzące

Ustawienie kończyn dolnych w optymalnej pozycji.

### Podnóżek

Możliwość regulacji podnóżka w trzech płaszczyznach.

### Barierka ochronna

Gwarantuje bezpieczeństwo małego pasażera.

## Do pobrania Baffin Buggy

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Próbnik kolorów](#)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Baffin eko , Baffin koral , Baffin srebrny , Baffin turkus