

Wózek Baffin Buggy



Numer katalogowy	13307
Producent	LIW Care

Opis produktu

Baffin Buggy

Baffin Buggy jest specjalnym inwalidzkim wózkiem dziecięcym. Jest to składany wózek spacerowy dla osób wymagających pełnej stabilizacji tułowia w pozycji siedzącej, leżącej oraz w pozycjach pośrednich. Produkowany dla dzieci do 125 cm wzrostu.

Wózek łączy w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonalności, jak i estetyki, co zostało zauważone między innymi na międzynarodowych targach sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w Duesseldorfie "Rehacare" oraz w Lipsku „Therapie 2015”.

Produkt jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Cechy Baffin Buggy

Baffin Buggy, dzięki innowacyjnemu systemowi wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz regulacji kąta pochylenia siedziska, to znakomite urządzenie ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz leżącej. Podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi, a wielopozycyjność umożliwia zmianę wektora napięcia osiowego. Dzięki łatwej regulacji kąta pochylenia pleców oraz całego siedziska użytkowanie wózka jest proste i nie wymaga siły opiekuna.

Baffin Buggy pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Jest to niezwykle ważnym elementem stymulacji rozwoju psychoruchowego, a możliwość komfortowego i bezpiecznego poruszania się po otwartej przestrzeni ma ogromny, pozytywny wpływ zarówno na pacjentów, jak i ich opiekunów.

Wózek spacerowy Baffin Buggy przyjazny charakteryzują:

- nowoczesny design
- duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
- innowacyjna konstrukcja oparcia pleców naśladująca kręgosłup człowieka

-
- możliwość przyjmowania pozycji siedzącej i leżącej z zachowaniem stabilizacji
 - wielopozycyjność - możliwość uzyskania nieograniczonej ilości ustawień urządzenia
 - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia pleców
 - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia siedziska
 - możliwość stopniowej regulacji kąta pochylenia podnóżka
 - możliwość zmiany kierunku jazdy (przód/tył)
 - składana rama wózka
 - system regulowanych pelot piersiowych, biodrowych i głowy.

Dla kogo? Baffin Buggy

Wyrób medyczny Baffin Buggy przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 22 kg z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi, przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

Produkt doskonale sprawdzi się dla pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

- mózgowo porażenie dziecięce
- dystrofie mięśniowe
- porażenia różnego pochodzenia
- rozczep kręgosłupa
- przepukliny oponowo rdzeniowe
- stany po urazach kręgosłupa
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po udarach
- wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Akcesoria Baffin Buggy

Kamizelka

Wygodne zapięcie i dobra stabilizacja tułowia.

Pasy odwodzące

Ustawienie kończyn dolnych w optymalnej pozycji.

Podnóżek

Możliwość regulacji podnóżka w trzech płaszczyznach.

Barierka ochronna

Gwarantuje bezpieczeństwo małego pasażera.

Do pobrania Baffin Buggy

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Próbnik kolorów](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Baffin eko , Baffin koral , Baffin srebrny , Baffin turkus