

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-caretta-buggy-p-8098.html>



Wózek Caretta Buggy

Numer katalogowy	13309
Producent	LIW Care

Opis produktu

Caretta Buggy

Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Caretta Buggy przeznaczony jest do przewożenia dzieci i młodzieży o wzroście od 130 cm do 160 cm. Ułatwia codzienną opiekę nad osobami wymagającymi transportu, a których schorzenia uniemożliwiają samodzielne poruszanie się oraz poprawne siedzenie. Projektując nowy wózek dla młodzieży byliśmy wierni naszej filozofii, iż poprawna pozycja siedząca jest niezwykle ważnym elementem stymulacji rozwoju psychoruchowego, a możliwość komfortowego i bezpiecznego poruszania się po otwartej przestrzeni ma ogromny, pozytywny wpływ zarówno na pacjentów, jak i ich opiekunów. Dołożyliśmy wszelkich starań, by Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Caretta Buggy był możliwie najprostszym w obsłudze, a przede wszystkim zapewniał najlepszą stabilizację dziecka w pozycji transportowej.

Produkt jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Cechy Caretta Buggy

Wózek Caretta Buggy charakteryzuje doskonała stabilizacja tułowia młodego pasażera. Dzięki pelotom piersiowym, pasom pięciopunktowym, kamizelce i pasom stabilizującym miednicę możliwe jest poprawne oraz wygodne transportowanie dziecka przy zachowaniu biernej korekcji wad postawy.

Jako eksperci od systemów siedzisk pracujący z najmłodszymi pacjentami w wielu ośrodkach rehabilitacyjnych wiemy, jak ważna jest stabilizacja głowy podczas transportu. Dlatego też w wózku Caretta Buggy udostępniamy nowy system zagłówka umożliwiający ustabilizowanie głowy w wygodnej i bezpiecznej pozycji transportowej. System umożliwia regulację wysokości i szerokości pelot stabilizujących głowę.

Dzięki specjalnej konstrukcji siedziska zbudowanej z pasów elastycznych możliwa jest regulacja sztywności siedziska. Nie zapomnieliśmy oczywiście o regulacji kąta oparcia pleców oraz pozycji kubełkowej siedziska.

Łatwy system składania ramy umożliwia szybkie złożenie wózka. Jego wymiary umożliwiają, po złożeniu, transport urządzenia w bagażniku małego samochodu osobowego. Wiemy przecież, że każdy młody człowiek musi podróżować.

Dla kogo? Caretta Buggy

Wyrób medyczny Caretta Buggy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży o wadze do 55 kg z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi, przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

Produkt doskonale sprawdzi się dla pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:

- mózgowie porażenie dziecięce
- dystrofie mięśniowe
- porażenia różnego pochodzenia
- rozczep kręgosłupa
- przepukliny oponowo rdzeniowe
- stany po urazach kręgosłupa
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po udarach
- wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Akcesoria Caretta Buggy

Zagłówek

Umożliwia stabilizację głowy w wygodnej i bezpiecznej pozycji transportowej.

Pasy odwodzące

Ustawienie kończyn dolnych w optymalnej pozycji.

Podnóżek

Możliwość regulacji wysokości podnóżka.

Śpiworek

Kolorowa, wygodna, a przede wszystkim ciepła ochrona przed chłodem i wiatrem.

Do pobrania Caretta Buggy

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Próbnik kolorów](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Baffin koral , Baffin lazur , Baffin srebrny