

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-active-sport-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-1951.html>



Wózek inwalidzki ACTIVE SPORT wykonany ze stopów lekkich

Numer katalogowy	VCWK9AS
Producent	Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- demontowalna nylonowa tapicerka w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro^o umożliwiających regulację głębokości,
- łamane oparcie,
- gofrowana poduszka przeciwoleżynowa,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- regulacja wysokości podłokietników,
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w pasy stopy,
- regulacja długości podnóżków,
- regulacja wysokości położenia kół tylnych i przednich względem ramy,
- tylne koła antywywrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 6",
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- pompka,
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi,
- nowoczesna konstrukcja i ciekawy design,
- kolor ramy: srebrny, niebieski.

Rozmiar	15"	16"	18"
Szerokość siedziska	38 cm	40 cm	46 cm
Głębokość siedziska	39 cm	39 cm	39 cm
Wysokość wózka	92 cm	92 cm	92 cm
Szerokość wózka	62 cm	64 cm	70 cm
Długość wózka	78 cm	78 cm	78 cm

Szerokość wózka po złożeniu	33 cm	33 cm	33 cm
Waga wózka	14 kg	14,5 kg	15 kg
Maksymalne obciążenie	115 kg	115 kg	115 kg
Słownik kodów	Dopłata		
P.129	1700		
P.120.01	1700		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 15" , 16" , 18"