

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-dynamic-p-1648.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy DYNAMIC

Numer katalogowy	AR-330A
Producent	ARmedical

Opis produktu

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Dynamic jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkozłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie. „Szybkozłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miękkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytych warunkach higienicznych. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla prowadzącego i pacjenta, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.

Dzięki bardzo bogatemu wyposażeniu (hamulec dla opiekuna, hamulec dla pacjenta, regulacja środka ciężkości, regulacja wysokości „rączek” dla opiekuna, uchylne podłokietniki z regulacją wysokości, mini koła dojazdowe, kółka anty-wywrotne z regulacją wysokości, pas bezpieczeństwa, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszka na oparciu)
- miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w paski zabezpieczające stopy
- podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki
- uchylne, odpinane podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pełne lub pneumatyczne (pompowane) z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- regulacja wysokości kół przednich i tylnych
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- elementy odblaskowe w tylnych kołach

-
- pompka w zestawie
 - kolor ramy: Srebrny metallic

Parametry techniczne:

- **Maksymalne obciążenie:** 135kg
- **Szerokość siedziska:** 41cm, 43cm, 46cm, 48cm, 50cm
- **Waga:** 16kg
- **Koła przednie:** bezobrotowe pełne: 18x4,5cm (7"x 1-3/4")
- **Koła tylne:** pełne lub pneumatyczne (pompowane): 61x2,5cm (24"x1")
- **Podłokietniki:** uchylne, materiał PU
- **Podnóżki:** zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
- **Wymiary zewnętrzne całkowite:** 104x60-60x95cm