

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-dynamic-z-kołami-anty-wywrotnymi-p-1647.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy Dynamic z kołami anty-wywrotnymi

Numer katalogowy **AR-330-ANTY**

Producent **ARmedical**

Opis produktu

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Dynamic jest lekkim, nowoczesnym wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz kół tylnych z „szybkozłączkami” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie.

„Szybkozłączki” to system do szybkiego demontażu kół tylnych (za pomocą jednego przycisku). Miekkie nylonowe siedzisko jak również oparcie oraz dodatkowa poduszka gwarantują zarówno komfort użytkownika jak również możliwość utrzymania wózka w należytych warunkach higienicznych. Dzięki bogatemu wyposażeniu (pas bezpieczeństwa, hamulec dla prowadzącego i pacjenta, odpinana poduszka do siedzenia) i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządami ruchu.

Informacje o produkcie:

- nowoczesny design
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak)
- miękkie, nylonowe siedzisko i oparcie (torba/kieszonka na oparciu)
- miękka dodatkowa poduszka do siedzenia
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w paski zabezpieczające stopy
- uchylne podłokietniki • pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne pneumatyczne z „szybkozłączkami” (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- aluminiowe ciągi
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
- stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
- ergonomiczne uchwyty dla opiekuna
- elementy odblaskowe w tylnych kołach
- kolor ramy: Srebrny Nikiel

Parametry techniczne:

-
- **Maksymalne obciążenie:** 130kg
 - **Szerokość siedziska:** 41cm, 46cm , 50cm
 - **Waga całkowita (średnia):** 16,0kg
 - **Koła przednie:** bezobsługowe pełne: 20x5cm (8``x 2``)
 - **Koła tylne:** pneumatyczne: 61x2,5cm (24``x1``)
 - **Podłokietniki:** uchylne, materiał PU
 - **Podnóżki:** zdejmowane, odchylane, z regulacją wysokości
 - **Wymiary zewnętrzne całkowite:** 106x62x93cm