

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-ergonomic-p-1645.html>



## Wózek inwalidzki aluminiowy ERGONOMIC

Numer katalogowy	<b>AR-300</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Wózek inwalidzki jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. **Ergonomic** jest ultralekkim wózkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzięki bardzo niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji oraz „łamanemu oparciu” bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie.

Dodatkowym ułatwieniem jest zastosowanie w tylnych kołach „szybkozłazek”, systemu do szybkiego ich demontażu (za pomocą jednego przycisku). Specjalny anty-bakteryjny, zmywalny oraz zdejmowany materiał na siedzisku i oparciu jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu. Dzięki wyposażeniu i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wózek będzie niezwykle praktyczny i pomocny w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej problem z narządem ruchu.

### Informacje o produkcie:

- nowoczesny design
- składana, ultra-lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- składane oparcie
- miękkie, antybakteryjne, zdejmowane, zmywalne siedzisko i oparcie
- uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy
- uchylne i obracane podłokietniki
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- koła przednie bezobsługowe
- koła tylne bezobsługowe - szybkozłazki (system szybkiego demontażu za pomocą jednego przycisku)
- aluminiowe ciągi

- 
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna)
  - hamulec dla opiekuna z funkcją blokady postojowej
  - hamulec dla pacjenta z regulacją docisku
  - stopki dla opiekuna umożliwiające wspomaganie podnoszenia wózka stopą (podjazdy na krawężnik)
  - kolor ramy: srebrny metallic

#### **Parametry techniczne:**

- **Maksymalne obciążenie:** 114kg
- **Szerokość siedziska:** 41cm lub 46cm
- **Waga:** 13kg
- **Koła przednie:** bezobsługowe pełne: 18x 4,5cm (7" x 1-3/4")
- **Koła tylne:** bezobsługowe pełne: 61 x 2,5cm (24"x1")
- **Podłokietniki:** uchylne, obracane
- **Podnóżki:** zdejmowane, odchylane
- **Oparcie:** Składane
- **Wymiary zewnętrzne całkowite:** 107x68x92cm