

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-p-1478.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy

Numer katalogowy **FS 908LQ / FS 908LJQ**

Producent **Timago**

Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. **Zalecany osobom po amputacjach.**

Cechy produktu:

- **hamulce dla osoby prowadzącej** w modelu **FS 908LJQ**
- poduszka piankowa
- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją uchylenia
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 22"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- aluminiowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- regulacja środka ciężkości na przednich kołach
- kółka anty-wywrotne regulowane
- rama wzmocniona podwójnym krzyżakiem
- maksymalne obciążenie: 100 kg

Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 58-63 cm

Szerokość wewnętrzna: 41, 43, 46, 51 cm

Głębokość całkowita: 100 cm
Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm
Wysokość całkowita: 90 cm (83 cm)
Wysokość podłokietnika: 21 cm
Wymiary siedziska: 40, 42, 45, 50 cm x 39 cm
Waga: 13,6-16,6 kg*
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 30 cm
Kolor ramy: srebrny
Kolor tapicerki: czarny, (kratka, kółka dostępne tylko w rozmiarze 46 cm)
Rozmiar 51 cm dostępny tylko w modelu FS 908LJQ
*w zależności od szerokości siedziska +/- 0,5 - 1 cm