

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-p-1479.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy

Numer katalogowy	TGR-R WA C2600
Producent	Timago

Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. **Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.**

Cechy produktu:

- hamulce dla osoby prowadzącej
- oparcie (łamane) z poduszką
- pas dla użytkownika
- podłokietnik z funkcją uchylania
- hamulec postojowy
- tylne koła pełne gumowe o średnicy 22"
- przednie koła o średnicy 6"
- plastikowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- regulacja środka ciężkości na przednich kołach
- kółka anty-wywrotne regulowane
- rama wzmocniona podwójnym krzyżakiem
- maksymalne obciążenie: 100 kg

Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 61-66 cm

Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 48 cm
Głębokość całkowita: 110 cm
Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm
Wysokość całkowita: 88 cm
Wysokość podłokietnika: 25 cm
Wymiary siedziska: 42, 45, 47 cm x 41 cm
Waga: 13,5-15,5 kg*
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 36 cm
Kolor ramy: srebrny
Kolor tapicerki: czarno-niebieski, czarno-bordowy
*w zależności od szerokości siedziska
+/- 0,5 - 1 cm