

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-p-1480.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy

Numer katalogowy	TGR-R WA 4000
Producent	Timago

Opis produktu

Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. **Zalecany osobom po amputacjach.**

Cechy produktu:

- zdejmowana tapicerka (oparcie i poduszka)
- oparcie łamane z poduszką
- pas dla użytkownika
- podłokietniki z funkcją uchylenia i demontażu
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- aluminiowe ciągi
- szybkozłączka - funkcja szybkiego demontażu kół
- uchylne podnóżki
- regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach
- kółka anty-wywrotne regulowane
- rama z pojedynczym krzyżakiem
- maksymalne obciążenie: 100 kg

Wyposażenie:

- pompka
- zestaw kluczy

Dane Techniczne:

Szerokość całkowita: 64-69 cm

Szerokość wewnętrzna: 43, 46, 48 cm

Głębokość całkowita: 104 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 48 cm

Wysokość całkowita: 94,5 cm

Wysokość podłokietnika: 23,5 cm

Wymiary siedziska: 42, 45, 47 cm x 41 cm

Waga: 16,5-18,5 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Szerokość po złożeniu: 31 cm

Kolory ramy: niebieski, biały