

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-sfabilizujacy-z-funkcja-toaletowa-p-1482.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy sfabilizujący z funkcją toaletową

Numer katalogowy **FS 654 LGC**

Producent **Timago**

Opis produktu

Wózek inwalidzki aluminiowy pełni funkcję transportową, stabilizacyjną, a także toaletową. Ułatwia codzienną higienę użytkownika. Przedłużone oparcie wózka pozwala na lepszą stabilizację pozycji osoby siedzącej. Może być używany zarówno w warunkach domowych jak i w szpitalach, przychodniach czy hospicjach. Zalecany osobom z chorobami neurologicznymi.

Cechy produktu:

- przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0°- 90°
- zagłówek zapinany na rzepy
- czteropunktowy pas dla użytkownika
- tapicerka odporna na zanieczyszczenia i wodę
- siedzisko z wyciąganym klinem
- pojemnik sanitarny
- podłokietniki z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- tylne koła pompowane o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- plastikowe ciągi
- uchylne aluminiowe podnóżki regulowane pod kątem
- regulacja środka ciężkości na przednich kołach
- kółka anty-wywrotne
- maksymalne obciążenie 100 kg

Wyposażenie:

- przedłużone oparcie
- zagłówek
- siedzisko z klinem
- pojemnik sanitarny
- pompka

-
- zestaw kluczy

Szerokość całkowita: 67,5 cm

Szerokość wewnętrzna: 46 cm

Głębokość całkowita: 125 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 48,5 cm

Wysokość całkowita: 123,5 cm (83,5 cm)

Wysokość podłokietnika: 20,5 cm

Wymiary siedziska: 45 cm x 39 cm

Waga: 21,5 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Szerokość po złożeniu: 41 cm

Kolor ramy: srebrny

+/- 0,5 - 1 cm