
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-avantgarde-ds-p-7398.html>



Wózek inwalidzki Avantgarde DS

Numer katalogowy	9559
Producent	Ottobock

Opis produktu

Nowoczesny, aktywny i lekki

To już czwarta generacja popularnego produktu, to dla nas powód do dumy. Przede wszystkim nowy Avantgarde jest znacznie lżejszy od swojego poprzednika. Masa własna elementów została zmniejszona, a sam model wózka uległ zmianie, nie tracąc przy tym swoich atutów.

Poza niską masą, Avantgarde DS wyróżnia się małym rozmiarem po złożeniu, jednocześnie oferując aktywnym użytkownikom szeroki wybór opcji. Kompaktowy design i zintegrowany podnóżek sprawiają, że Avantgarde DS jest najlżejszym modelem w swojej serii.