
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:03

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-avantgarde-dv-p-7399.html>



Wózek inwalidzki Avantgarde DV

Numer katalogowy	9560
Producent	Ottobock

Opis produktu

Imponująco lekki

Głównym atutem czwartej generacji wózka inwalidzkiego Avantgarde jest dopasowanie do potrzeb aktywnych użytkowników. Dzięki ich sugestiom przyjrzelśmy się bliżej sprawdzonemu i popularnemu Avantgarde i udoskonaliśmy go. Dzięki niskiej masie i małym rozmiarom jest jeszcze bardziej atrakcyjny, nie tracąc przy tym swoich poprzednich zalet.

Dzięki demontowanym i odchylanym podnóżkom można podjeżdżać bliżej do przedmiotów takich jak meble czy wanna. Podnóżki mogą być składane do wewnątrz lub na zewnątrz. Co więcej, wózek można napędzać przy pomocy nóg - w tym celu wystarczy zdemontować podnóżki.

Dzięki licznym indywidualnym opcjom dopasowania, Avantgarde DV może zostać Państwa codziennym towarzyszem.