

Wózek inwalidzki Breezy 250



Numer katalogowy	9379
Producent	Breezy

Opis produktu

Wózek wykonany ze stopów lekkich i tworzywa sztucznego, składany krzyżakowo, wyposażony w szeroki wybór oparc, kół tylnych i opcji siedziska, co sprawia, że doskonale dopasowuje się do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Atrakcyjna wizualnie konstrukcja sprawia, że jest to nie tylko niezawodny, ale również stylowy produkt.

Zdejmowane i składane podnóżki, demontowalne podłokietniki oraz składane oparcie sprawiają, że wózek jest idealny do transportu użytkowników w trudno dostępnych miejscach.

Szeroki wybór zagłówek, anatomicznie ukształtowanych siedzisk i oparc, podnoszonych podnóżków oraz podłokietników o regulowanej wysokości pozwala na stworzenie optymalnego rozwiązania dla każdego.

Wózek dostępny jest również w wersji leżakowej.

Dostępne szerokości siedziska: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm

Waga wózka: od 16,5 kg

Maks. waga użytkownika: 125 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 37 , 40 , 43 , 46 , 49 , 52