

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-breezy-relax-p-8395.html>

Wózek inwalidzki Breezy RelaX²



Numer katalogowy	9384
Producent	Breezy

Opis produktu

Wózek aluminiowy, komfortowy, stabilizujący plecy i głowę z możliwością regulacji wysokości i głębokości siedziska oraz wysokości oparcia. Dzięki podłokietnikom o regulowanej długości oraz szerokiemu zakresowi ustawień oparcia i przechylania siedziska, wózek RelaX można elastycznie dostosować do potrzeb użytkownika.

Wózek RelaX pozwala utrzymać prawidłową postawę i zapewnia równomierny rozkład nacisku. Anatomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie z podparciem bocznym zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas długotrwałego siedzenia nawet w przypadku osłabionej kontroli górnej części ciała. Podparcia boczne zapewniają utrzymanie prawidłowej pozycji nóg i zapobiegają przesuwaniu się do przodu.

Dostępne szerokości siedziska: 41 / 46 / 51 cm (z regulacją od 37 do 53 cm)

Waga wózka: od 34 kg

Maks. waga użytkownika: 130 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 41 , 46 , 51