

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-feliz-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-1948.html>

Wózek inwalidzki FELIZ wykonany ze stopów lekkich



Numer katalogowy

VCWK9AL

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

CECHY PRODUKTU:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- miękka, gąbkowa poduszka,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości,
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24" ,
- aluminiowe ciągi,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- kolor ramy: platynowy.

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	92 cm	92 cm	92 cm
Szerokość wózka	58 cm	63 cm	68 cm
Długość wózka	80 cm	80 cm	80 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm	28 cm
Waga wózka	16 kg	16 kg	16 kg
Maksymalne obciążenie	140 kg	140 kg	140 kg

Słownik

Dopłata

kodów	
P.127	600
P.129	1700
P.120.01	1700

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 18" , 20"