

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-gold-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-1937.html>

Wózek inwalidzki GOLD wykonany ze stopów lekkich



Numer katalogowy **VCWK9AHG**

Producent **Vitea Care**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

CECHY PRODUKTU:

- regulacja wysokości podłokietnika,
- Kółka antywywrotne z regulowaną wysokością,
- Regulacja wysokości kół tylnych i przednich,
- Regulacja wysokości podnóżków
- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- poduszka przeciwoleżynowa,
- uchylne, wyjmowane podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- pas zabezpieczający,
- tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu rozmiar 24'',
- koła przednie pełne, rozmiar 18 cm,
- tylna kieszonka,
- kolor ramy: cappuccino.

Rozmiar	16''	17''	18''
Szerokość siedziska	41 cm	43 cm	46 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	65 cm	67 cm	70 cm
Długość oparcia	44 cm	44 cm	44 cm
Wymiary wózka po złożeniu	33x95x80 cm	33x95x80 cm	33x95x80 cm
Waga wózka	16 kg	16 kg	16 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg	125 kg	125 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 17" , 18"