

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-platinum-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-1938.html>



Wózek inwalidzki PLATINUM wykonany ze stopów lekkich

Numer katalogowy	VCWK9ASZ
Producent	Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcia na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości,
- pas biodrowy zabezpieczony przed wypadnięciem,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją kąta pochylenia platformy stóp,
- pas zabezpieczający pod łydkę,
- hamulce z regulacją siły docisku,
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu,
- kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości,
- poduszka gąbkowa montowana na siedzisku,
- elementy odblaskowe,
- kieszeń w tapicerce oparcia,
- modułowa konstrukcja,
- pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi),
- klucze w zestawie,
- możliwość użytkowania przez amputanta,
- kolor wózka: szampański, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemontowania oparcia tapicerki),
- autonomiczne wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka,
- aluminiowe ciągi,
- regulacja kąta nachylenia kół przednich,
- możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera,
- możliwość zastosowania specjalnego Varioblocka,
- nowoczesna konstrukcja.
- występuje również w wersji STAB z podwyższeniem pleców o 30 cm.

Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska	41 cm	43 cm	46 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	65 cm	67 cm	70 cm	74 cm
Maksymalna długość wózka	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Szerokość wózka po złożeniu	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Waga wózka	17 kg	17 kg	17 kg	17 kg
Maksymalne obciążenie	140 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Słownik kodów	PLN			
P.129.01	1700			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 17" , 18" , 20"