
Dane aktualne na dzień: 26-06-2025 01:19

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-krypton-f-p-7290.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Krypton F



Numer katalogowy	9338
------------------	-------------

Producent	Quickie
-----------	----------------

Opis produktu

NAJLŹEJSZY ZE WSZYSTKICH SKŁADANYCH WÓZKÓW

Nie ważne, z której strony na niego spojrzymy, model Krypton F jawi się jako kwintesencja piękna. Najważniejszym elementem wózka jest doskonale zaprojektowany krzyżak, który idealnie mieści się pod siedziskiem tak, że jest prawie niewidoczny, co podkreśla minimalizm konstrukcji tego wózka opartej na otwartej ramie.