
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-krypton-f-p-7290.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Krypton F



Numer katalogowy

9338

Producent

Quickie

Opis produktu

NAJLŹEJSZY ZE WSZYSTKICH SKŁADANYCH WÓZKÓW

Nie ważne, z której strony na niego spojrzymy, model Krypton F jawi się jako kwintesencja piękna. Najważniejszym elementem wózka jest doskonale zaprojektowany krzyżak, który idealnie mieści się pod siedziskiem tak, że jest prawie niewidoczny, co podkreśla minimalizm konstrukcji tego wózka opartej na otwartej ramie.