
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-krypton-r-p-7291.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Krypton R



Numer katalogowy	9339
------------------	-------------

Producent	Quickie
-----------	----------------

Opis produktu

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ I DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ

Zaletą tego modelu jest nie tylko to, że wykorzystano w nim znakomite materiały i nadano mu powabny kształt, ale również jego sportowy charakter i doskonała wytrzymałość. O wyjątkowości modelu Krypton świadczą: w pełni regulowany środek ciężkości, precyzyjne dopasowywanie przedniej i tylnej wysokości siedziska oraz regulacja kąta ustawienia oparcia.