

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-life-i-p-7295.html>

## Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Life i



Numer katalogowy	<b>9343</b>
Producent	<b>Quickie</b>

### Opis produktu

Szerokie możliwości regulacji wózka LIFE i sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników z postępującymi schorzeniami neurologicznymi takimi jak udar, ALS czy stwardnienie rozsiane.

Wszechstronne funkcje dostosowawcze sprawiają, że LIFE i zawsze współgra ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika.

**Dostępne szerokości siedziska:** 34 - 50 cm

**Waga wózka:** od 15 kg

**Maks. waga użytkownika:** 140 kg

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50