
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-life-i-p-7295.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Life i



Numer katalogowy	9343
Producent	Quickie

Opis produktu

Szerokie możliwości regulacji wózka LIFE i sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników z postępującymi schorzeniami neurologicznymi takimi jak udar, ALS czy stwardnienie rozsiane.

Wszechstronne funkcje dostosowawcze sprawiają, że LIFE i zawsze współgra ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika.

Dostępne szerokości siedziska: 34 - 50 cm

Waga wózka: od 15 kg

Maks. waga użytkownika: 140 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50