

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-life-r-p-7296.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Life R



Numer katalogowy	9344
Producent	Quickie

Opis produktu

Aktywny wózek aluminiowy, na ramie sztywnej. Łączy jakość, lekką konstrukcję i stylowy projekt, a szeroki wybór podłokietników, osłon bocznych i podnóżków sprawia, że z łatwością można go dostosować do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i niemal nieograniczonym możliwościom indywidualnej konfiguracji jest on doskonałym rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny styl życia.

Produkt dostępny w dwóch wersjach - z ramą ze sztywną krawędzią przednią i z ramą, do której można przymocować odchylane podnóżki.

Dostępne szerokości siedziska: 36 - 50 cm (w skokach co 2 cm)

Waga wózka: od 11,1 kg

Maks. waga użytkownika: 125 kg

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do zapoznania się z broszurą umieszczoną poniżej.

[Konfigurator wózka aktywnego](#) tutaj możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał Twój wózek z wybranymi przez Ciebie opcjami i kolorami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50