

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-life-rt-p-7297.html>

## Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Life RT



Numer katalogowy	<b>9345</b>
Producent	<b>Quickie</b>

### Opis produktu

**Aktywny wózek aluminiowy**, na ramie sztywnej. Przeznaczony dla osób młodych, ceniących funkcjonalność i zarazem możliwość wyrażania swojego indywidualnego stylu.

Łączy jakość, lekką konstrukcję i stylowy projekt, a szeroki wybór podłokietników, osłon bocznych i podnóżków sprawia, że z łatwością można go dostosować do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i szerokim możliwościom indywidualnej konfiguracji jest on doskonałym rozwiązaniem dla młodych osób prowadzących aktywny styl życia.

Produkt dostępny w dwóch wersjach - z ramą ze sztywną krawędzią przednią i z ramą, do której można przymocować odchylane podnóżki.

**Dostępne szerokości siedziska:** 28 - 48 cm (w skokach co 2 cm)

**Waga wózka:** od 10 kg

**Maks. waga użytkownika:** 100 kg

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość siedziska:** 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48