

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-quickie-manualny-life-t-p-7298.html>

Wózek inwalidzki Quickie (manualny) Life T



Numer katalogowy	9346
Producent	Quickie

Opis produktu

Aktywny wózek aluminiowy, na ramie składanej krzyżakowo. Przeznaczony dla osób młodych, ceniących funkcjonalność i zarazem możliwość wyrażania swojego indywidualnego stylu.

Łączy jakość, lekką konstrukcję i stylowy projekt, a szeroki wybór podłokietników, osłon bocznych i podnóżków sprawia, że z łatwością można go dostosować do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i szerokim możliwościom indywidualnej konfiguracji jest on doskonałym rozwiązaniem dla młodych osób prowadzących aktywny styl życia.

Produkt dostępny w dwóch wersjach - z ramą ze sztywną krawędzią przednią i z ramą, do której można przymocować odchylane podnóżki.

Dostępne szerokości siedziska: 28 - 50 cm (w skokach co 2 cm)

Waga wózka: od 10 kg

Maks. waga użytkownika: 100 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50