

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-reczny-basic-p-1935.html>



Wózek inwalidzki ręczny BASIC

Numer katalogowy **VCWK43BP**

Producent **Vitea Care**

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z podwójnego nylonu,
- uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką,
- 24" pneumatyczne koła szprychowe z systemem szybkiego demontażu,
- tylna kieszonka,
- uchylne, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości,
- zabezpieczający pas na łydki,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane lub pełne rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce wałkowe,
- dostępny w kolorze szarym.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm	51 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość siedziska	50 cm	50 cm	50 cm
Wysokość wózka	91 cm	91 cm	91 cm
Szerokość wózka	58 cm	63 cm	68 cm
Maksymalna długość wózka	110 cm	110 cm	110 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm	28 cm
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	120 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 18" , 20"