

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-reczny-basic-p-1944.html>



Wózek inwalidzki ręczny BASIC

Numer katalogowy **VWCK43B**

Producent **Vitea Care**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- demontowane podłokietniki,
- tylna kieszonka,
- podnóżki odchylane i zdejmowane,
- zabezpieczający pas pod łydkami,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce wałkowe,
- dostępny w kolorze szarym.

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	42 cm	46 cm	50 cm
Szerokość wózka	60 cm	65 cm	70 cm
Waga wózka	20,8 kg	21 kg	21,4 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	140 kg
Słownik kodów	Dopłata		
P.127	600		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 18" , 20"