

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-reczny-solid-p-1942.html>

Wózek inwalidzki ręczny SOLID



Numer katalogowy

VCWK43

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

CECHY PRODUKTU:

- składana, stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- uchylne podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- zabezpieczający pas pod łydkami,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylna kieszonka,
- aluminiowe ciągi,
- hamulce wałkowe,
- wersja bez poduszki (VCWK43),
- kolor ramy: niebieski metalik, zielony metalik, srebrny.

Rozmiar	16"	18"
Szerokość siedziska	42 cm	45 cm
Głębokość siedziska	45 cm	45 cm
Wysokość wózka	89 cm	89 cm
Szerokość wózka	61 cm	67 cm
Długość wózka	107 cm	107 cm
Szerokość wózka po złożeniu	31 cm	31 cm
Waga wózka	18 kg	18 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg

Słownik kodów	Dopłata
P.127	600

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 16" , 18"