

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-reczny-solid-plus-p-1941.html>

## Wózek inwalidzki ręczny SOLID PLUS



Numer katalogowy

**VCWK43L**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne podłokietniki,
- tylna kieszonka,
- wersja bez poduszki,
- podnóżki odchylane i zdejmowane,
- zabezpieczający pas do łydekami,
- przednie koła pełne,
- tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku,
- metalowe ciągi lakierowane,
- dostępny w kolorze szarym.
- zabezpieczający pas pod łydkami, lub pasy zabezpieczające przed zsunięciem stopy

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	41 cm	45 cm	49 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	42 cm
Wysokość wózka	96 cm	96 cm	95 cm
Wysokość oparcia			40 cm
Wysokość siedziska			50 cm
Szerokość wózka	61 cm	67 cm	68 cm

---

Długość wózka	79 cm	83 cm	
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm	30 cm
Waga wózka	17 kg	18 kg	17 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	120 kg
Słownik kodów	Dopłata		
P.127	600		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 16" , 18" , 20"