

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-reczny-trust-p-1947.html>

## Wózek inwalidzki ręczny TRUST



Numer katalogowy

**VCWK4T**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy z funkcją toalety.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana, lakierowana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry,
- siedzisko dzielone z demontowalnym elementem umożliwiającym uzyskanie otworu sanitarnego,
- długie, demontowalne podłokietniki,
- uchylne i demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości,
- hamulce stalowe z regulacją siły docisku,
- pojemnik sanitarny montowany pod siedziskiem wózka,
- metalowe ciągi lakierowane,
- koła tylne szprychowane, pompowane, rozmiar 24'',
- koła przednie bezobsługowe,
- pompka.

Szerokość siedziska	45 cm
Głębokość siedziska	42 cm
Wysokość wózka	89 cm
Szerokość wózka	66 cm
Długość wózka	82 cm
Szerokość wózka po złożeniu	31 cm
Waga wózka	20 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Słownik kodów	Dopłata

---

P.127	600
-------	-----