

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dzieciacy-junior-p-1963.html>

## Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy JUNIOR



Numer katalogowy

**DRVGOE**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca),
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości ustawienia,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin międzyudowy z możliwością zmiany położenia,
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, pokrowiec,
- dostępne w kolorach: czarno-szarym, czarno-zielonym, czarno-niebieskim.

Wysokość podnóżka	24 - 33 cm
Szerokość siedziska	25 - 30 cm
Głębokość siedziska	27 - 33 cm
Wysokość oparcia	47 - 51 cm
Kąt odchylenia oparcia	105° - 145°
Maksymalna szerokość wózka	66 cm
Maksymalna długość wózka	120 cm
Maksymalna wysokość wózka	117 cm
Gabaryty po złożeniu	110x66x65 cm
Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm

---

Waga	20,7 - 21,85 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.130.01	3000