

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dziecieczy-junior-p-1963.html>

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy JUNIOR



Numer katalogowy

DRVGOE

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością, regulowana pozycja (siedząca, leżąca),
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości ustawienia,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin międzyudowy z możliwością zmiany położenia,
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, pokrowiec,
- dostępne w kolorach: czarno-szarym, czarno-zielonym, czarno-niebieskim.

Wysokość podnóżka	24 - 33 cm
Szerokość siedziska	25 - 30 cm
Głębokość siedziska	27 - 33 cm
Wysokość oparcia	47 - 51 cm
Kąt odchylenia oparcia	105° - 145°
Maksymalna szerokość wózka	66 cm
Maksymalna długość wózka	120 cm
Maksymalna wysokość wózka	117 cm
Gabaryty po złożeniu	110x66x65 cm
Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm

Waga	20,7 - 21,85 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.130.01	3000