

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dzieciacy-junior-plus-p-1956.html>

## Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy JUNIOR PLUS



Numer katalogowy

**DRVG0J**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością,
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin abdukcyjny,
  
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, śpiwór,
- dostępne szerokiej gamie kolorów
- zmiana kąta nachylenia siedziska i oparcia

Wysokość podnóżka	22 - 35,5 cm
Max. szerokość siedziska	35 cm
Głębokość siedziska	26,5 - 31 cm
Max. szerokość wózka	62 cm
Max. długość wózka	120 cm
Max. wysokość wózka	118 cm
Gabaryty po złożeniu	70x58x51 cm

---

Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm
Waga wózka	20 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.130.01	3000