

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dzieciacy-junior-plus-p-1956.html>



Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy JUNIOR PLUS

Numer katalogowy

DRVG0J

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

CECHY PRODUKTU:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością,
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy,
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin abdukcyjny,

- wyposażenie standardowe: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, śpiwór,
- dostępne szerokiej gamie kolorów
- zmiana kąta nachylenia siedziska i oparcia

Wysokość podnóżka	22 - 35,5 cm
Max. szerokość siedziska	35 cm
Głębokość siedziska	26,5 - 31 cm
Max. szerokość wózka	62 cm
Max. długość wózka	120 cm
Max. wysokość wózka	118 cm
Gabaryty po złożeniu	70x58x51 cm

Średnica kół przednich	22 cm
Średnica kół tylnych	27 cm
Waga wózka	20 kg
Maksymalne obciążenie	30 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.130.01	3000