

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dzieciacy-optimus-p-1960.html>

## Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy OPTIMUS



Numer katalogowy

**Optimus**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), przepukliną oponowo-rdzeniową, dysfunkcjami kończyn dolnych oraz chorobami mięśni. Dzięki szerokim możliwościom regulacji wózek z łatwością można przystosować do wymagań każdego użytkownika.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama ze wzmacniającymi elementami stalowymi,
- tapicerka wykonana z tkanin z certyfikatem jakości OEKO-TEX,
- oparcie z możliwością skokowej regulacji kąta nachylenia,
- plastikowa platforma podnóżka o regulowanej długości z pasami stabilizującymi stopy,
- podnóżki regulowane kątowno,
- koła tylne z szybkozłączką,
- klin abdukcyjny,
- barierka i szelki trzypunktowe z dwoma możliwościami ułożenia zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem oraz pas biodrowy,
- kliny zwężające oparcie i siedzisko,
- regulacja głębokości siedziska,
- regulowana wysokość oparcia,
- zagłówek (dwie pozycje ułożenia),
- okienko w budce, które pozwala na obserwację dziecka,
- wyposażenie standardowe: budka ochronna, kosz na zakupy, uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa,
- wyposażenie opcjonalne: koła pompowane, widelce z blokadą toru jazdy, pasy odwodzące, śpiwór, podnóżek nieregulowany
- dostępne kolory: różowo- szary, czerwono-szary, pomarańczowo-szary, niebiesko-szary, zielono-szary, kratka granat/szary/czerwony, kratka szary/błękitny

Rozmiar	
Szerokość siedziska	40 cm

---

Głębokość siedziska	35-40 cm
Wysokość oparcia	68-73 cm
Wysokość wózka	114 cm
Gabaryty po złożeniu (dł. x szer. x wys.)	106x47x43 cm
Maksymalne obciążenie	60 kg
Słownik kodów	Dopłata
P.131.01	3000