

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-dzieciacy-sweety-p-1964.html>

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy SWEETY



Numer katalogowy

DRVG0G

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Wózek przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni, dysfunkcjami kończyn dolnych.

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowo-stalowo rama,
- siedzisko z możliwością regulowania głębokości
- regulowany kąt pochylenia oparcia 90° - 110°,
- pompowane przednie koła, średnica 17 cm (pełne), 18 cm (pompowane),
- pompowane tylne koła stałe, średnica 25 cm (pompowane lub pełne),
- ręczki ergonomiczne umożliwiają wygodny chwyt dla osób o różnym wzroście, łatwe prowadzenia,
- dyskretny hamulec trzpieniowy, nie wymaga dużej siły nacisku, wzmocniony, niezależny dla obydwu kół,
- składany, dzielony, metalowy podnózek, płynna regulacja długości (32 - 40 cm),
- regulowana wysokość położenia pasów bezpieczeństwa, dwie pozycje,
- bogate wyposażenie standardowe: pasy odwodzące, pasy bezpieczeństwa, zagłówek, koszyk, pokrowiec na podnózek,
- wyposażenie opcjonalne: daszek, klin abdukcyjny (niezbędna barierka), barierka, stolik, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, pasy stóp,
- dostępny w kolorach: niebiesko- granatowy, beżowo- brązowy.

Długość podnóżka	32 - 40 cm
Szerokość siedziska	40 cm
Głębokość siedziska	35 - 40 cm
Wysokość oparcia	70 cm
Kąt odchylenia oparcia	90o - 110o
Maksymalna szerokość wózka	59 cm
Maksymalna długość wózka	124 cm
Maksymalna wysokość wózka	109 cm
Masa wózka	19,5 kg +/- 5%
Gabaryty po złożeniu	90 / 37 / 52 cm
Maksymalna waga dziecka	60 kg
Maksymalny wzrost dziecka	160 cm

Wysokość rączek od podłoża		106 cm
Słownik kodów	Dopłata	
P.130.01	3000	