

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-specjalny-recliner-extra-p-1953.html>

Wózek inwalidzki specjalny RECLINER EXTRA



Numer katalogowy

VCWK702

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia od pozycji siedzącej do leżącej,
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej,
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w grubą, miękką poduszkę,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- uchylne i demontowalne podnóżki wyposażone w możliwość płynnej regulacji kąta zgięcia, długości oraz wsparcie podudzi,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem,
- tylne koła antywywrotne z regulacją wysokości,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- koła przednie pełne, rozmiar 8",
- ciągi aluminiowe,
- tylna barierka stabilizująca wózek,
- pompka.

Szerokość siedziska	44 cm
Głębokość siedziska	40 cm
Wysokość wózka	123 cm
Szerokość wózka	70 cm
Długość wózka	115 - 198 cm
Szerokość wózka po złożeniu	35 cm
Waga wózka	27 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Słownik kodów	Dopłata

P.130

3000
